




ケミオット

KMIoT Pro

センサで高齢者見守り



一括管理

パソコン/タブレット/スマートフォンで簡単操作！
遠隔地でも大丈夫！

- メール・LINEで通知
- 音で通知



複数のセンサで見守り

- 人の動きを検知して通知
- ドアの開け閉めを通知
- 呼び出しボタンで緊急時に通知
- 温湿度を管理して熱中症対策
- カメラ動画で自動的に顔認証

パソコン
タブレット
スマートフォンで
簡単操作



アプリケーション

- 複数のセンサを一括管理
- メール・LINE・音で職員に通知
- データのグラフ・一覧表示
- CSV ファイルにダウンロード



例えば…

- 夜だけ人の動きを知りたい
- ベットを離れたことを知りたい
- 徘徊の危険を察知して通知してほしい
- トイレの空き状況を知りたい
- 熱中症の危険状態を通知してほしい

など様々な見守り条件を指定できます。

カスタマイズ・コンサルタント

ご使用の環境によってシステムのカスタマイズ/通信環境・センサ設置台数など環境に対応したコンサルタントも承ります。
「こんな機能がほしい」などお気軽にご相談ください。

